

EN

RD639

MAVIG



Model: RD639

Adult dental all-round protection with integrated thyroid protection  
Patient protection for digital volume tomography (DVT)

Made in Germany

CE 0302

## RD639 – Dental All-Round Protection for digital volume tomography

The RD639 allround protective apron offers optimum radiation protection in digital volume tomography (DVT). The patient is protected at the front as well as the back with the full lead equivalent of 0.50 mm Pb.

The convenient hook and burr fastener on the shoulder allows the apron to be put on comfortably from the side. The circumference can be easily adjusted by means of the hook and burr fasteners in the back. The integrated thyroid protection is height adjustable, so that it does not interfere with the imaging.

Delivery includes special hanger AW106 for one garment.

- **Protective Material** Standard lead or Leadfree
- **Lead Equivalent** 0.50 mm Pb (front and back)
- **Sizes**

Adults:	Small	80.0 cm x 60.0/60.0 cm (L x W, front/back)
	Medium	80.0 cm x 70.0/60.0 cm (L x W, front/back)

*(for children please use our children's coat RP668 combined with our thyroid shield RD614)*
- **Outer Cover/Colour** ComforTex® HPMF or ComforTex® HPMF Hybrid  
Available in the colours:  
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, or design: Happy (ComforTex® HPMF only)*

### MAVIG GmbH

X-Ray Protection and  
Medical Suspension Systems  
Stahlgruberring 5  
81829 Munich  
Germany  
PO Box 82 03 62  
81803 Munich  
Germany  
Phone +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax: +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail [info@mavig.com](mailto:info@mavig.com)  
[www.mavig.com](http://www.mavig.com)

### ТОВ „ОНКОМЕДИКА“

**Уповноважений  
представник в Україні**  
01014, Україна, м. Київ, вул.  
Звіринецька, 63  
+38 (044) 228 84 17  
+38 (097) 796 71 30  
+38 (097) 959 10 89  
[info@oncomedica.ua](mailto:info@oncomedica.ua)  
[www.oncomedica.ua](http://www.oncomedica.ua)  
[www.mavig.com.ua](http://www.mavig.com.ua)