

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

За допомогою цього шаблону та стандартної мірної стрічки ви можете легко визначити розміри свого тіла.

На підставі вимірів буде виготовлений фартух на замовлення. Перш ніж використовувати вимірювальну стрічку, зверніть увагу на наступне:

Дані таблиці відповідають такому способу вимірювання тіла, при якому стрічка рулетки повинна охоплювати щільно, але не здавлювати. Ви не зможете визначити правильний розмір, якщо зробите вимірювання самостійно. Тому вимірювання завжди повинна виконувати інша людина. Людина, яку вимірюють, повинна стояти прямо, опустивши руки до низу.

Відповідно до Постанови про захист від рентгенівського випромінювання Німеччини (RöV) та стандарту DIN EN 61331-3:2016 довжину рентген захисного одягу треба вибирати таким чином, щоб передня частина тіла була закрита від основи шиї та щонайменше до колінних чашечок (компанія MAVIG рекомендує охоплювати зону нижче коліна для повного захисту).

Будь ласка, заповніть повністю такі пункти:

Вимірювання для: _____
(Ім'я та прізвище)

1 _____ **CM Повний зріст**

2 _____ **CM Обхват грудей**

Вимірюється горизонтально навколо тіла по найширшій частині грудної клітини (грудей)

3 _____ **CM Обхват талії**

Вимірюється щільно навколо талії, але без здавлювання (у жінок - по самій вузькій частині талії, у чоловіків - трохи нижче пупка)

4 _____ **CM Обхват стегон/сідниць**

Помістіть вимірювальну стрічку горизонтально навколо тіла по найширшій частині стегон/сідниць

5a _____ **CM Довжина фартуха/халата**

Вимірюється від середини плеча вниз по грудній клітині до бажаної висоти нижнього краю фартуха/халата

5b _____ **CM Довжина спідниці від костюма**

Вимірюється від рівня талії вниз до нижньої бажаної висоти нижнього краю спідниці

6 _____ **CM Ширина спини**

Вимірюється по спині від пахви до пахви. Руки треба опустити й притиснути до тіла

7 _____ **CM Довжина передньої частини жилета від костюма**

Вимірюється від середини плеча по грудній клітині до найвужчої частини талії (для жінок) або трохи нижче пупка (для чоловіків)

8 _____ **CM Обхват верхньої частини руки (рукав)**



Горизонтальний обхват посередині плеча

9 _____ **CM Положення зверху (тільки Levio®)**

Виміряйте від середини плеча початок грудей (приблизно біля другого ребра, між ключицею та молочним сосочком)

10 _____ **CM Довжина / довжина спідниці (лише Levio®)**

Виміряйте від середини плеча до рівня нижче статевого залоз (приблизно 10 см нижче промежини) b) Лише спідниця: виміряйте від талії (пояс спідниці) до рівня нижче статевого залоз (приблизно на 10 см нижче промежини)



I Модель RA _____ NovaLite
 Levio Edition Leadfree
 Victoria Standard lead

Pb спереду: _____ **MM** **Ззаду:** _____ **MM**
(Стандартний: 0.25 мм Pb)

II Зовнішній матеріал ComforTex® HPMF Hybrid
 ComforTex® HPMF
 з Outlast®, опційно

Колір: _____
Кольорова індикація або кольоровий код

III Рукава Справа / Зліва / Пара
(опціонально) Пришито / На кнопках

Pb: _____ **MM**
(Стандартний: 0.25 мм Pb)

Bolero Pb: _____ **MM**

(Стандартний: 0.25 мм Pb)

IV Вишивка/облямівка Вшита Плече
(опціонально) Змінна Спідниця

Текст: _____

Будь ласка, пишіть розбірливо, великими літерами

Виміряв: _____
(Ім'я)

Дата: _____

Ким/ від кого: Лікарня/ Постачальник/ Співробітник компанії MAVIG